



# PDM <sup>\*\*\*</sup> Lab's



**“EL SERVICIO A SU SERVICIO”**

**MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SU LABORATORIO**

**ProDerma**

## GUANTES DE EXAMEN



ProDerma es la marca de nuestro guante ambidiestro de examinación no estéril hecho de hule natural o látex, también es funcional en otras áreas que no sea medicina u odontología, como la industria, el hogar, etc.

Tiene superficie lisa o texturizada para una mejor sujeción, poseen bajo nivel de proteínas y eso les da una condición hipoalérgica y son bajos en polvo lubricante USP.



ASTM D3578-05						ProDerma						
TALLA	XCH	CH	M	G	XG	TOLERANCIA	TALLA	XCH	CH	M	G	XG
ANCHO	76 mm	83 mm	95 mm	105 mm	114 mm	±6 mm	ANCHO	75 mm	82 mm	93 mm	103 mm	114 mm
LARGO	220 mm mínimo		230 mm mínimo				LARGO:	238 mm				
	GROSOR PALMA:		0.08 mm mínimo				GROSOR PALMA:	0.10 mm				
	GROSOR DEDO:		0.08 mm mínimo				GROSOR DEDO:	0.12 mm				
	TAE:		18 Mpa mínimo				TAE:	19 Mpa				
	TDE:		14 Mpa mínimo				TDE:	15 Mpa				
	EAE:		650 % mínimo				EAE:	650 %				
	EDE:		500 % mínimo				EDE:	500 %				

TAE: Tensión antes de envejecer TDE: Tensión después de envejecer EAE: Elongación antes de envejecer EDE: Elongación después de envejecer mm: Milímetros Mpa: Megapascal

### NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR

- FEUM • ASTM D3578-05
- GMP • FDA • USP
- ISO 9001

**Liso**

Empaque Primario / Unidad de venta					
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	441.9 g	241 mm	65 mm	120 mm	004-5
CH	459.2 g				004-6
M	526.6 g				004-7
G	591.5 g				004-8
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO	No. RE-ORDEN
XCH	494.8 g	241 mm	65 mm	120 mm	029-5
CH	525.2 g				029-6
M	564.1 g				029-7
G	515.6 g				029-8
XG	680.7 g				029-9

**Guante**

TALLA	PESO
XCH	3.746 g
CH	3.951 g
M	4.687 g
G	5.300 g
TALLA	PESO
XCH	4.237 g
CH	4.443 g
M	4.777 g
G	5.432 g
XG	6.230 g

**Empaque Secundario / Colectivo**

TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	9.566 kg	493 mm	355 mm	260 mm
CH	9.908 kg			
M	11.25 kg			
G	12.58 kg			
TALLA	PESO	LARGO	ALTO	ANCHO
XCH	10.61 kg	493mm	355mm	260 mm
CH	11.32 kg			
M	12.15 kg			
G	13.27 kg			
XG	14.52 kg			



**Texturizado**

### PRESENTACIONES

**Empaque primario:** 100 guantes por caja  
**Empaque secundario:** 20 primarios

**Condición de Almacenaje:** A temperatura ambiente del lugar de trabajo. (FEUM)